



Systema WEB




Accesso al portale

Systema WEB


Systema WEB è la componente web dell'app SYSTEMA che consente ai clienti dell'azienda di monitorare gli interventi di manutenzione effettuati per ogni impianto dell'azienda, dal sito <http://systema.adqconsulting.it>

Per accedere occorrono seguenti informazioni:

- Codice installazione
- Codice azienda
- Codice fiscale del cliente
- Password



The image shows a screenshot of a software window titled "Contratti". It contains several data entry fields under the heading "ALTRI DATI": "Codice CIG", "Codice CUP", "Ordine", "Agente", and "Sede/Cantiere". Below this, there is a section titled "ASSISTENZA WEB" which is highlighted with a red rectangular box. This section includes a checkbox labeled "Attiva" which is checked, and a "Password" field with a masked input (six asterisks). At the bottom right of the window, there are "Ok" and "Annulla" buttons.



The image shows a login page for "ADO SYSTEMA". At the top left is a back arrow icon. The page title is "ADO SYSTEMA". Below it, it says "Benvenuto" with a user icon and "Eseguite l'accesso al Registro Attività". There are three input fields: "Codice Installazione", "Sigla Azienda" (with "VVM" entered), and "Nome Utente". Below these is a "Password" field with a red border and a visibility icon. A red message "Inserire la password" is displayed below the password field. At the bottom is a large red "LOGIN" button.

Il contratto deve essere preventivamente abilitato dalla scheda contratto

Richieste di assistenza

Systema WEB

Systema WEB consente di consultare tutte le **richieste di assistenza** effettuate o programmate per gli impianti dell'azienda e di poter inserire nuove richieste di assistenza.

Vengono visualizzate le seguenti informazioni:

- Codice richiesta
- Data richiesta
- Riferimento
- Sede
- Impianto
- Status

Elenco richieste

- In Attesa Ricezione
- Da programmare
- In lavorazione
- Chiusa fatturata
- Chiusa preventivo
- Chiusa lavorazione

The screenshot displays the 'SYSTEMA' web application interface. On the left is a navigation sidebar with options: Dashboard, Richieste, Impianti, Manutenzioni, Gestione Accessi, and Logout. The main area shows a table of requests with columns for CODICE, DATA, RIFERIMENTO, SEDE, IMPIANTO, and STATUS. A '+ INSERISCI' button is at the top left, and a 'RICARICA' button is at the top right. The table contains 10 rows of data, each with a status button on the right.

CODICE	DATA	RIFERIMENTO	SEDE	IMPIANTO	STATUS
	09/07/2025	Ahmed Hussien Samia	RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA (VIA PORTUENSE 798, ROMA)	SCHILLER CARDIOVIT AT-102 G2 V& V. MEDICAL (1080.015713) V5007050	In Attesa Ricezione
	09/07/2025	Rita Piersanti	DAY HOSPITAL (VIA PORTUENSE 798, ROMA)	EMILDUE SRL COSMOGAMMA CYBORG LASER 1064 V&V MEDICAL (ELA0036) V5000566	In Attesa Ricezione
000071	30/06/2025	ecografo	UNITA DI NEFROLOGIA E DIALISI (VIA PORTUENSE 798, ROMA)	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS HD 3 V&V MEDICAL (A6420230000956) V5000709	Da programmare
000070	20/06/2025	RITA PERSANTI	PALESTRA (VIA PORTUENSE 798, ROMA)	MECTRONIC MEDICAL SRL ILUX LF HPS V10 V. & V. MEDICAL SRL (LPHV1004724) V5001045	Chiusa lavorazione
000069	16/06/2025	RITA PERSANTI	PALESTRA (VIA PORTUENSE 798, ROMA)	RIMEC FISIOTEK 3000 E/DGR 006048 V&V MEDICAL (2739) V5000774	Chiusa fatturata
000068	13/06/2025	ANNA MARIA COLANTUONO	DAY HOSPITAL (VIA PORTUENSE 798, ROMA)	EMILDUE SRL COSMOGAMMA CYBORG LASER 1064 V&V MEDICAL (ELA0036) V5000566	Chiusa lavorazione
000065	09/06/2025	ANNA MARIA COLANTUONO	PALESTRA (VIA PORTUENSE 798, ROMA)	N.D. CAVSTIM V&V MEDICAL SRL (N.D.) V5000000	Chiusa fatturata
000066	07/06/2025	ANNA MARIA COLANTUONO	PALESTRA (VIA PORTUENSE 798, ROMA)	RIMEC SRL FISIOTEK 3000 E V&V MEDICAL (1695) V5000570	Chiusa lavorazione
000063	05/06/2025	V5000230	BLOCCO OPERATORIO (VIA PORTUENSE 798, ROMA)	CISA SPA 3270 H 1P E TS 5V V&V MEDICAL (22408) V5000230	Chiusa fatturata
000064	05/06/2025	ANNA MARIA COLANTUONO	DAY HOSPITAL (VIA PORTUENSE 798, ROMA)	EMILDUE SRL COSMOGAMMA TR 1HP V&V MEDICAL (06/8A2085) V5000088	Chiusa fatturata

powered by SYSTEMA

Items per page: 10 1-10 of 52

Richieste di assistenza

Systema WEB

La richiesta di assistenza consente di monitorare lo status della richiesta inserita e di verificare l'eventuale esito e organizzazione della stessa.

Richiesta

Modifica Richiesta

Contratto	Cliente CASA DI CURA VILLA SANDRA S.P.A.
Sede DAY HOSPITAL	Impianto EMILDUE SRL COSMOGAMMA CYBORG LASER 1064 V&V MEDICA...
Riferimento Rita Piersanti	Data 09/07/2025 08:03
Esito	Status In Attesa Ricezione
Esigenza Sostituzione occhiali rotti	

ELIMINA

Visualizza Richiesta #000018

RICHIESTA	<u>ORGANIZZAZIONE</u>
Scadenza 13/02/2025 23:00	Appuntamento 14/02/2025 09:00
Esito CONSIDERANDO LA VETUSTA DELLA MACCHINA ED I COSTI ELEVATI DI RIPARAZIONE RISPETTO AL NUOVO SI CONSIGLIA IL PASSAGGIO A NUOVA TECNOLOGIA.	

INDIETRO

Preventivi

Systema WEB

Systema WEB consente di gestire l'iter di approvazione di un preventivo di manutenzione.

Ove dal back-office viene selezionato il parametro PREVENTIVO, per la richiesta di intervento viene attivato il parametro di selezione per la conferma del preventivo

Chiusa preventivo

Ove il preventivo sia **accettato** dal cliente, vengono registrate la data e l'ora di accettazione

Richiesta di assistenza con preventivo

Visualizza Richiesta #000054

Contratto	Cliente CASA DI CURA VILLA SANDRA S.P.A.
Sede	Impianto
Alloggiamento MAZZEI SARAH	Data 28/05/2025 11:22
Elegenza Si richiede intervento manutenzione per fuoriuscita vapore /guarnizione sportello.	

Preventivo
163.58 €

CONSUMATIVO			RICAMBI/MATERIALI			RIEPILOGO		
INTERVENTI			Numero ricambi	8		Diritto trasferta		0,00
Numero interventi	1		Quantità		16,00	Km trasferta		0,00
Ore lavorative	4,00		Importo		163,58	Teriffa rimborso	0,000	0,00
Ore da addebitare	0,00		Costo		117,16	Rimborso km		0,00
Ore viaggio	0,00		Margine		46,42	Altri addebiti		0,00
Costo intervento	120,00					Importo ricambi/mat		163,58
ESITO						Teriffa orarie		0,00
SI ESEGUE MANUTENZIONE PREVENTIVA, SI SOSTITUISCE						Importo manodopera		0,00
GUARNIZIONE SPORTELLO, GUARNIZIONI TEFLON, PULIZIA SENSORI						Totale intervento		163,58
GENERATORE, SOSTITUZIONE RACCORDO RILSAN, SOSTITUZIONE						Totale acconti		0,00
RACCORDI INTERCAPEDINE. ESEGUITI TEST VUOTO E B80 CON						Margine assoluto		-73,58
Preventivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Accettazione		00:00	Margine %			-44,98%
A forfait	<input type="checkbox"/>	Importo forfait		163,58				
0	0001/000033	Status		Segue preventivo				
		Esito		Chiusa				

Il cliente può consultare gli allegati dell'intervento per verificare l'eventuale sopralluogo effettuato.

Systema WEB consente di consultare gli impianti codificati nel contratto.
Vengono visualizzate le seguenti informazioni, differenziate tra impianti attivi e impianti dismessi:

- Codice impianto
- Tipo impianto
- Marca
- Modello
- Seriale
- Codice Inventario
- Ubicazione

Elenco e dettaglio impianto

The screenshot shows the 'Impianti contratto' section of the Systema WEB interface. The main view displays the details for 'Impianto #0000000021' at 'LABORATORIO ANALISI ROMA'. The details include the company name 'BEL ENGINEERING SRL', model 'MARK 160', and serial number '37649'. A table of attachments is visible, listing files like 'Foto', 'Manuale', and PDFs from 2013 and 2014.

DATA	DESCRIZIONE
01/01/2025	Foto
01/01/2025	Manuale
01/01/2025	VSE VS000128 2013.pdf
01/01/2025	VSE VS000128 2014.pdf
01/01/2025	RDL VS000128 1992 2023.pdf

Per ogni impianto sono consultabili le seguenti informazioni:

- Allegati abbinati all'impianto (consultabili)
- Scadenze di manutenzione programmata

Manutenzione programmata

Systema WEB consente di monitorare le scadenze di manutenzione programmata.

Le manutenzioni programmate possono avere origine sia dalle scadenze programmate nella **scheda impianto** sia dalla scadenza del **ricambio sostituito**.

Scadenze di manutenzione programmata

The screenshot displays the Systema WEB interface. On the left, a sidebar menu includes 'Dashboard', 'Richieste', 'Impianti', 'Manutenzioni', and 'Utenti'. The main area shows a table of scheduled maintenance events:

SCADENZA	TIPO	DESCRIZIONE	IMPIANTO
31/07/2025	VSE		ATLANTA AG20 V8V MEDICAL (V888) V5000122
31/07/2025	VSE		CONTINENTAL SUPER MIXER V8V MEDICAL (V058/89) V5000108

An 'Impianto' modal window is open, showing details for the selected device. It includes a 'SCADENZE' table:

Id	Scadenza	G/Gn	Tip	Descrizione	Cklist	Ck
P000195	31/12/2025	365	GAR	MANUTENZIONE IN GARANZIA		

The interface also features a search bar for 'LABORATORIO ANALISI' and a sidebar with navigation options like 'Scadenze', 'Diagnostica base', 'Reparti', 'Pagamenti', 'Note', 'Strumenti', 'Allegati', and 'Stampa'.

Ogni scadenza genera un **alert** per predisporre l'intervento di manutenzione programmata.

Systema WEB consente di creare profili di accesso differenziati al portale.

Per ogni gruppo è possibile definire:

- le sedi su cui possono operare
- l'autorizzazione per inserire o per consultare le richieste di assistenza
- gli utenti autorizzati

Utenti autorizzati

The screenshot displays the 'Utenti autorizzati' (Authorized Users) configuration page for the 'Gruppo BLOCCO OPERATORIO'. The interface is divided into three main sections:

- Dashboard (Left):** A sidebar menu with options like Dashboard, Richieste, Impianti, Manutenzioni, Gestione Accessi, and Logout. The main content area shows a table of requests with columns for Gruppo, Iniziativa Richiesta, and Sed.
- Gruppo BLOCCO OPERATORIO (Top Right):** A header section with tabs for 'PERMESSI' and 'UTENTI'. Below it is a search input field and a dropdown menu.
- User Management (Bottom):** A section titled 'Gruppo BLOCCO OPERATORIO' with tabs for 'PERMESSI' and 'UTENTI'. It features a '+' icon to add users, a 'Username' label, and a text input field containing 'SALAOOPERATORIA@VISMASISTEMASPA'. A red trash icon is visible to the right of the input field. At the bottom right, there are 'INDIETRO' and 'SALVA' buttons.



ADQ Consulting S.r.l.s.

Via di Grotte Portella, 12
00044 Frascati (RM)
Codice fiscale: 13855961002
Partita IVA: IT13855961002



+39 06 9444 3028



info@adqconsulting.it



info@pec.adqconsulting.it



www.adqconsulting.it